

超音波多目的治療器

COMBI touch

コンビタッチ

mectron

medical technology

スプリング セット キャンペーン

2020年5月20日まで

WE ♥ PRO
PHYLAXIS

WE ♥ PRO
PHYLAXIS

WE ♥ PRO
PHYLAXIS



コンビタッチ

COMBI touch



セットdeお得 +

ユニバーサルカート

UNIVERSAL CART



術者にも患者さんにも優しい

超音波多目的治療器

COMBI touch

コンビタッチ

- ワンタッチで歯肉縁上、縁下パウダーの切り替えができます
- 口腔内に適した温度の水道水が自動的に出ます
- スイッチを入れると微弱エアでチューブ内を常に清潔な状態に保ち、つまりを防止します

COMBI touch

UNIVERSAL CART

ユニバーサルカート

- 機能
カートの支柱に配線(電源コード、フットスイッチコード、エアース、ウォーターホース等)を収納できるため見た目はすっきりし、移動の際の配線の絡みつきが起きません
- デザイン
ガラス天板を採用することにより清潔なイメージと清掃性が非常によくなっています



コンビタッチ

【包装内容】

ハンドピース(LED付)
インサートチップ S15
インサートチップ P10
ボトル 500ml
キャップ グレー
トルクレンチ K6
ペリオチップ(滅菌済) 40個入

スプレーヘッド 90°
スプレーヘッド 120°
スプレーヘッド ペリオ
レンチ K9
スムースパウダー 250g
フットスイッチ

【仕様】

サイズ : W410×L260×H145mm(本体)
重量 : 4.8kg
電源 : 100-240V 50/60Hz
周波数 : 24KHz~36KHz

ユニバーサルカート

【仕様】

サイズ : W5700×L5800×H9600mm
重量 : 28kg

【特定保守管理医療機器】
販売名: コンビタッチ
分類: 管理医療機器
認証番号: 230AGBZX00122000
一般的名称: 歯科用多目的超音波治療器
コード: 70719000
製造元: Mectron S.p.A. (イタリア)
※掲載内容は予告なく変更になる場合があります。

製造元

mectron
medical technology

製造販売元

TODENT 東京歯科産業株式会社

東京本社 : 〒101-0021 東京都千代田区外神田6-10-5
TEL: 03-3831-0176(代) / FAX: 03-3835-8254

名古屋営業所 : 〒460-0008 名古屋市中区栄3-15-33 栄ガスビル13階

大阪支店 : 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町8-12第3マイダビル203

九州支店 : 〒812-0028 福岡県福岡市博多区須崎町4-23
TEL: 092-281-5625 / FAX: 092-291-7553