

HyFlex™ CM

製品ラインナップ

東京歯科産業 商品コード / Coltene No. CAT#

シリーズ名	回転速度 (rpm)	最大トルク (N・cm)
HyFlex™ CM	500	2.4

HyFlex™ NiTi CMファイル				包装:6本 価格:13,400円(税別)
サイズ / テーパー	19mm	21mm	25mm	31mm
25/08	825-106 192508 / #6001 1048			
15/04	825-107 211504 / #6001 1049	825-108 251504 / #6001 1065	825-109 311504 / #6001 8284	
20/04	825-107 212004 / #6001 1050	825-108 252004 / #6001 1066	825-109 312004 / #6001 8285	
25/04	825-107 212504 / #6001 1052	825-108 252504 / #6001 1067	825-109 312504 / #6001 8286	
30/04	825-107 213004 / #6001 1053	825-108 253004 / #6001 1068	825-109 313004 / #6001 8287	
35/04	825-107 213504 / #6001 1054	825-108 253504 / #6001 1069		
40/04	825-107 214004 / #6001 1055	825-108 254004 / #6001 1070	825-109 314004 / #6001 8288	
45/04	825-107 214504 / #6001 1056	825-108 254504 / #6001 1071		
50/04	825-107 215004 / #6001 1057	825-108 255004 / #6001 1072	825-109 315004 / #6001 8289	
60/04	825-107 216004 / #6001 1058	825-108 256004 / #6001 1073	825-109 316004 / #6001 8290	
20/06	825-107 212006 / #6001 1059	825-108 252006 / #6001 1074	825-109 312006 / #6001 8291	
25/06	825-107 212506 / #6001 1060	825-108 252506 / #6001 1075		
20/06 X-tra spirals	825-107 212006X / #6001 8699	825-108 252006X / #6001 8700	825-109 312006X / #6001 8701	
25/06 X-tra spirals	825-107 212506X / #6001 8702	825-108 252506X / #6001 8703	825-109 312506X / #6001 8704	
30/06	825-107 213006 / #6001 1061	825-108 253006 / #6001 1076	825-109 313006 / #6001 8292	
35/06	825-107 213506 / #6001 1062	825-108 253506 / #6001 1077		
40/06	825-107 214006 / #6001 1063	825-108 254006 / #6001 1078	825-109 314006 / #6001 8293	
HyFlex™ NiTi CMファイル アソート				包装:6本 価格:13,400円(税別)
内容 / サイズ	21mm	25mm	31mm	
20/04, 25/04, 30/04, 40/04, 20/06	825-100 / #6001 1064	825-102 / #6001 1079	825-104 / #6001 8294	
※19mm 25/08				
NEW HyFlex™ NiTi CMファイル クラウンダウンセット				包装:6本 価格:13,400円(税別)
内容 / サイズ	21mm	25mm		
15/04, 20/04, 25/04, 30/04, 35/04	825-090 / #6001 8689	825-095 / #6001 8692		
※19mm 25/08				
NEW HyFlex™ NiTi CMファイル イントロキット				価格:35,000円(税別)
内容 / サイズ				
クラウンダウンセット21mm, 25mm 各1セット	825-085 / #6004 0001			
コルテン ガッタパーチャポイント A20-45/04, コルテン ペーパーポイント(テーパー付) A20-45/04	各1セット			
エンドファイルスタンド	1個			

HyFlex™ EDM

製品ラインナップ

東京歯科産業 商品コード / Coltene No. CAT#

シリーズ名		回転速度 (rpm)	最大トルク (N・cm)
HyFlex™	ガイドパス用	300	1.8
EDM	ガイドパス用以外	400	2.4

HyFlex™ NiTi EDMファイル		包装:3本 価格:7,150円(税別)	
サイズ/テーパー	15mm	21mm	25mm
25/12 Orifice Opener	825-170 152512 / #6001 9596		
10/05 Glide Path File	825-203 / #6002 2269		825-205 / #6001 9594
20/05 Preparation File	825-172 212005 / #6002 2275		825-175 252005 / #6002 2276
25/08~.04 HyFlex™ One File	825-172 212500 / #6002 2270		825-175 252500 / #6001 9595
40/04 Finishing File	825-172 214004 / #6002 2271		825-175 254004 / #6001 9597
50/03 Finishing File	825-172 215003 / #6002 2272		825-175 255003 / #6001 9598
60/02 Finishing File	825-172 216002 / #6002 2274		825-175 256002 / #6001 9599
HyFlex™ NiTi EDMファイル アソート		包装:3本 価格:7,150円(税別)	
内容/サイズ	21mm		25mm
Shaping Set Simple	825-145 / #6002 2267		825-150 / #6001 9363
10/05、25/08~.04 ※15mm 25/12			
Shaping Set Midium	825-147 / #6002 2277		825-152 / #6002 2278
10/05、20/05、25/08~.04			
Finishing Set	825-154 / #6002 2268		825-155 / #6001 9364
40/04、50/03、60/02			

NEW HyFlex™ NiTi EDM ファイル イントロキット		価格:27,000円(税別)	
内容/サイズ	21mm		25mm
Shaping Set Midium 2セット	825-140 / #6004 0002		825-142 / #6004 0003
コルテン ガッタパーチャポイント EDM アソート 1セット			
コルテン ペーパーポイント(テーパー付) A20-45/04 1セット			
エンドファイルスタンド 1個			

HyFlex™ GPF/SS X-File

製品ラインナップ

東京歯科産業 商品コード / Coltene No. CAT#

シリーズ名	回転速度 (rpm)	最大トルク (N・cm)
HyFlex™ GPF	300	1.8

HyFlex™ NiTiファイル GPF(ガイドパスファイル)		包装:6本 価格:14,300円(税別)	
内容/サイズ	25mm		
15/01、15/02、20/02 各2本	825-200 / #6001 8753		
HyFlex™ SS Xファイル(材質:ステンレス鋼)		包装:6本 価格:3,900円(税別)	
サイズ/テーパー	21mm		25mm
08/02	825-010 2108 / #H08371		825-012 2508 / #H08393
10/02	825-010 2110 / #H08372		825-012 2510 / #H08394

販売名: NiTiロータリーファイル HyFlex 滅菌パッケージ 分類: 管理医療機器 一般の名称: 電動式歯科用ファイル 認証番号: 228A0B2I00013000
販売名: HyFlex X ファイル 分類: 一般医療機器 一般の名称: 歯科用ファイル 届出番号: 13B1X10231000101

製造業者



選任製造販売業者

AJMD 株式会社

〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町4-7 久松町ロータリービル
TEL: 03-5614-0733 / FAX: 03-5614-0734

販売業者

 **東京歯科産業株式会社**

東京本社: 〒101-0021 東京都千代田区外神田6-10-5
TEL: 03-3831-0176(代) / FAX: 03-3835-8254

大阪支店: 〒541-0059 大阪市中央区博労町4丁目4-11 船場西KIDビル2階
TEL: 06-6251-5624 / FAX: 06-6251-5705

九州支店: 〒812-0028 福岡市博多区須崎町4-23
TEL: 092-281-5625 / FAX: 092-291-7553