



Bush®

There is no substitute for quality

ジルコニアやニケイ酸リチウムセラミックスの
除去、穿孔にお迷いでは？



新製品

ドイツ製のブッシュなら、2本のダイヤモンドバーで解決です！

ジラマントダイヤモンドバー FG用

ジルコニアクラウンの穿孔

#6831RZ



ジルコニアクラウンの除去

#6880Z





ジラマントダイヤモンドバー FG用 #6831RZ #6880Z

ジルコニアやプレスセラミックの除去、穿孔に適したダイヤモンドバーが開発されました。

信頼のBusch社製品

高品質のカーバイドバーで定評のドイツBusch社製品。

ダイヤモンドの剥離を減少

特殊なボンディング層でダイヤモンド粒子を
しっかり固定。



スムーズな切れ味が持続

大きさの違うダイヤモンド粒子を高密度に蒸着。
ジルコニアやプレスセラミックスのような硬い
補綴物もスムーズに切削。

製品名	ジラマントダイヤモンドバー	
	#6831RZ	#6880Z
ISO	014	014
		
ダイヤモンド粒子	コース+レギュラー (91~151 μ m)	
作業長	4mm	6mm
最大径	1.4mm	
全長	19mm	
使用上の注意	発熱を抑えるために断続的に切削してください	
シャンク	FG	
カラーコード	ブルー+グリーン	
軸色	シルバー	
推奨回転速度	140,000~160,000 rpm	
入数	各2本	
分類	一般医療機器	
医療機器届出番号	13B1X00004000211	
一般的名称	歯科用ダイヤモンドバー	