

Endodontics イントロキット

HyFlex™



INTRO KIT

- ① HyFlex CM
- ② HyFlex EDM 21mm
- ③ HyFlex EDM 25mm



*写真はイメージです

HyFlex™ CM イントロキット	Coltene No. CAT#
内容	6004 0001
クラウンダウン・シングルレングスセット 21 mm (35/.04, 30/.04, 25/.04, 20/.04, 15/.04, ※19mm 25/.08)	6本
クラウンダウン・シングルレングスセット 25 mm (35/.04, 30/.04, 25/.04, 20/.04, 15/.04, ※19mm 25/.08)	6本
ペーパーポイントグレーターテーパーアソート 20-45/.04	100本
ガッタパーチャーポイントグレーターテーパーアソート 20-45/.04	60本
エンドファイルスタンド	2個

*新発売セット (6001 8689)
*新発売セット (6001 8692)

HyFlex™ EDM イントロキット 21mm	Coltene No. CAT#
内容	6004 0002
Shaping Set Medium 10/.05, 20/.05, 25/.08~.04	2箱, 各3本
Finishing Set 40/.04, 50/.03, 60/.02	3本
ペーパーポイントグレーターテーパーアソート 20-45/.04	100本
ガッタパーチャーポイント EDM アソート (#25, #40 各20本, #50, #60 各10本)	60本
エンドファイルスタンド	1個

HyFlex™ EDM イントロキット 25mm	Coltene No. CAT#
内容	6004 0003
Shaping Set Medium 10/.05, 20/.05, 25/.08~.04	2箱, 各3本
Finishing Set 40/.04, 50/.03, 60/.02	3本
ペーパーポイントグレーターテーパーアソート 20-45/.04	100本
ガッタパーチャーポイント EDM アソート (#25, #40 各20本, #50, #60 各10本)	60本
エンドファイルスタンド	1個

販売業者

東京歯科産業株式会社

東京本社：〒101-0021 東京都千代田区外神田6-10-5
TEL:03-3831-0176 (代) / FAX:03-3835-8254
大阪支店：〒541-0059 大阪市中央区博労町4丁目4-11 船場西KIDビル2階
TEL:06-6251-5624 / FAX:06-6251-5705
九州支店：〒812-0028 福岡市博多区須崎町4-23
TEL:092-281-5625 / FAX:092-291-7553

選任製造販売業者
AJMD 株式会社

〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町4-7 久松町ロータリービル
TEL:03-5614-0733 / FAX:03-5614-0734

販売名: NITIロータリーファイルHyFlex 滅菌パッケージ 認証番号: 228A0BZI00013000
販売名: HyFlex ガッタパーチャーポイント 認証番号: 229AKBZI00058000

製造業者

Coltene/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
T +41 71 757 5300
F +41 71 757 5301
www.coltene.com

コルテンジャパン合同会社
〒190-0022 東京都立川市
錦町 2-2-28 小野ビル 2F
TEL:042-595-6945
FAX:042-595-6946



COLTENE