

根管乾燥 ▶ ペーパーポイント



根管乾燥 ペーパーポイント カラー Paper Point Color

接着剤不使用。水分吸収力があり、製造工程がすべて機械化されている為、清潔でムラの無い仕上がります。ドイツ産で、全体が ISO サイズで色分けされているので、サイズの混合が防げます。先端が水分に触れると色が濃くなり、また、それが次亜塩素酸ナトリウム、もしくは過酸化水素である場合は白く変化します。

Paper Point Color (Iso)-Drawer box

サイズ	包装 200本	サイズ	包装 120本	サイズ	包装 120本
Assorted 15-40	340 201	Assorted 45-80	340 202	Assorted 90-140	340 204
15	340 215	45	340 245	90	340 290
20	340 220	50	340 250	100	340 210
25	340 225	55	340 255	110	340 211
30	340 230	60	340 260	120	340 212
35	340 235	70	340 270	130	340 213
40	340 240	80	340 280	140	340 214

Before 次亜塩素酸ナトリウム



After 次亜塩素酸ナトリウム



根管乾燥 ペーパーポイント グレーターテーパー Paper Point Greater Taper

接着剤不使用。水分吸収力があり、製造工程がすべて機械化されている為、清潔でムラの無い仕上がります。ドイツ産でテーパーも4%と6%の2種類あり、サイズが豊富です。

Paper Point Greater Taper Drawer box

Paper Point Greater Taper Drawer box			包装:100本		
Size	0,04	0,06	Size	0,04	0,06
20-45	6001 9020	6001 9036	35	6001 9015	6001 9033
15	6001 9011	-	40	6001 9016	6001 9034
20	6001 9012	6001 9030	45	6001 9017	6001 9035
25	6001 9013	6001 9031	50	6001 9018	-
30	6001 9014	6001 9032	60	6001 9019	-

根管充填 ▶ ガッタパーチャポイント



根管充填 ガッタパーチャポイント グレーターテーパー Guttapercha Point Greater Taper

根管閉鎖のためのガッタパーチャポイントです。製造工程がすべて機械化されている為、清潔でムラの無い仕上がります。ドイツ産で先端部の直径は ISO サイズに倣っており、テーパーは4%と6%をご用意しています。

Guttapercha Point Greater Taper Drawer box 長さ: ≥ 28mm

サイズ	0,04	0,06
Assorted 20-45	361 746	361 846
20	361 720	361 820
25	361 725	361 825
30	361 730	361 830
35	361 735	361 835
40	361 740	361 840
45	361 745	361 845

Guttapercha Point EDM Drawer box 長さ: ≥ 28mm

サイズ	包装:60本
Assorted (#25 #40 各20本, #50 #60 各10本)	6002 2667
20	6002 2562
One File	6002 2668
40	361 740
50	6001 9567
60	365 160



根管充填 ガッタパーチャポイント トップカラー Guttapercha Points Top color

根管閉鎖のためのガッタパーチャポイントです。製造工程がすべて機械化されている為、清潔でムラの無い仕上がります。ドイツ産でトップに ISO カラーコードを表示することでサイズの混合を防ぎます。

Guttapercha Point Top color Drawer box 長さ: ≥ 28mm

サイズ	包装 100本	サイズ	包装 100本	サイズ	包装 100本
Assorted 15-40	365 196	Assorted 45-80	365 197	Assorted 90-140	365 198
15	365 115	45	365 145	90	365 190
20	365 120	50	365 150	100	365 191
25	365 125	55	365 155	110	365 192
30	365 130	60	365 160	120	365 193
35	365 135	70	365 170	130	365 194
40	365 140	80	365 180	140	365 195

販売業者

TODENT 東京歯科産業株式会社

東京本社：〒101-0021 東京都千代田区外神田6-10-5 大阪支店：〒541 0059 大阪市中央区博労町4丁目4 11 船場西KIDビル2階 九州支店：〒812 0028 福岡市博多区須崎町4 23
TEL:03-3831-0176(代) / FAX:03-3835-8254 TEL:06-6251-5624 / FAX:06-6251-5705 TEL:092-281-5625 / FAX:092-291-7553

選任製造販売業者

AJMD 株式会社

〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町4-7 久松町ロータリービル
TEL:03-5614-0733 / FAX:03-5614-0734

販売名: HyFlex ガッタパーチャポイント
医療機器認証番号: 229AKBZ100058000

製造業者

Coltene/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
T +41 71 757 5300
F +41 71 757 5301
www.coltene.com

コルテンジャパン合同会社
〒190-0022 東京都立川市
錦町 2-2-28 小野ビル 2F
TEL:042-595-6945
FAX:042-595-6946



COLTENE