


HyFlex™ EDM

マルチプルユース

- ✓ HyFlex™ EDM に長さ 21mm が新たに登場しました。
- ✓ プレパレーションファイル（テーパー 20/.05）もラインナップに加わり
回転速度およびトルク値を変えることなくスムーズな根管拡大形成を実現します。
- ✓ 拡大用ファイルセットができました。



優れた形状記憶性を有するNiTiファイルです。

- ① 優れた根管追従性
⇒スプリングバックしないのでそれない
- ② 優れた再生力
⇒加熱滅菌で刃部の形態と強度が回復
- ③ プレカーブの付与
⇒レッジのある再根管治療にも応用可能

HyFlex™ EDM 製品ラインナップ

Coltene No. CAT#

シリーズ名		回転速度 (rpm)	最大トルク (N・cm)
HyFlex™	ガイドバス用	300	1.8
EDM	ガイドバス用以外	400	2.4

HyFlex™ NiTi EDMファイル		NEW		包装:3本
サイズ/テーパー	15mm	21mm	25mm	
25/12 Orifice Opener	6001 9596			
10/05 Glide Path File		6002 2269	6001 9594	
NEW 20/05 Preparation File		6002 2275	6002 2276	
25/08~.04 HyFlex™ One File		6002 2270	6001 9595	
40/04 Finishing File		6002 2271	6001 9597	
50/03 Finishing File		6002 2272	6001 9598	
60/02 Finishing File		6002 2274	6001 9599	
HyFlex™ NiTi EDMファイル アソート		NEW		包装:3本
内容/サイズ		21mm	25mm	
Shaping Set Simple		6002 2267	6001 9363	
10/05、25/08~.04 ※15mm 25/12				
NEW Shaping Set Midium		6002 2277	6002 2278	
10/05、20/05、25/08~.04				
Finishing Set		6002 2268	6001 9364	
40/04、50/03、60/02				
HyFlex™ SS Xファイル (材質:ステンレス鋼)		NEW		包装:6本
サイズ/テーパー		21mm	25mm	
08/02		H08371	H08393	
10/02		H08372	H08394	

21mmが新たに追加になりました！

Shaping Set Simple

NEW
長さ
21mm



25/12 Orifice Opener 10/05 Glidepath File 25/08~.04 HyFlex™ One File

Shaping Set Medium

NEW
20/05
長さ
21mm &
25mm



10/05 Glidepath File 20/05 HyFlex™ Preparation File 25/08~.04 HyFlex™ One File

Finishing Set

NEW
長さ
21mm



40/04 Finishing File 50/03 Finishing File 60/02 Finishing File

販売名: NiTiローターファイルHyFlex 滅菌パッケージ 分類: 管理医療機器 一般の名称: 電動式歯科用ファイル 認証番号: 228A0BZ100013000
販売名: HyFlex X ファイル 分類: 一般医療機器 一般の名称: 歯科用ファイル 届出番号: 13B1X10231000101

製造業者

COLTENE

選任製造販売業者

AJMD 株式会社

〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町4-7 久松町ロータリービル
TEL: 03-5614-0733 / FAX: 03-5614-0734

販売業者

TODENT 東京歯科産業株式会社

東京本社: 〒101-0021 東京都千代田区外神田6-10-5
TEL: 03-3831-0176 (代) / FAX: 03-3835-8254

大阪支店: 〒541-0059 大阪市中央区博労町4丁目4-11 船場西KIDビル2階
TEL: 06-6251-5624 / FAX: 06-6251-5705

九州支店: 〒812-0028 福岡市博多区須崎町4-23
TEL: 092-281-5625 / FAX: 092-291-7553