


50年以上に及ぶティッシュトリートメント マテリアルの臨床使用が実証します。



痛くない。よく噛める。口を大きく開けて笑える。

そんな義歯を患者様に届けてみませんか？



ハイドロキャスト プラス plus

次のような症例に
おすすめです。

- 新しい義歯を製作する時、あるいは既に使用している義歯をリライン（再裏装）する時の機能印象材として。
- 義歯の不適合が原因で起きる、義歯性口内炎の症状を緩和するためのティッシュコンディショナー（暫間裏装材）として。

「ハイドロキャスト plus」は、義歯床の粘膜面に裏装し、義歯をリラインする時の機能印象材として、また、粘膜調整を目的とするティッシュコンディショナーとして使用します。

柔らかさと機能的柔軟性を数週間維持できるマテリアルにより、外見だけでは見極めが困難な咀嚼機能中の粘膜面の状態を鮮明に現し、粘膜の健康状態を容易に判別できます。単なる機能印象の使用に留まらず、機能印象を行いながら粘膜の健康状態を診断し、粘膜の治癒を促進できることは「ハイドロキャスト plus」の大きな特徴です。削合や調整も容易に行うことができます。



右上下の義歯は「ハイドロキャスト plus」による機能印象を行った状態です。



キット標準価格 **9,800円(税別)**

【キット包装内容】

- ハイドロキャストplus粉 120g
- ハイドロキャストplus液 115mL
- ハイドロキャストplusフローコントロール 8mL
(製造販売届出番号:13B1X00004000218)
- ミキシング・ボウル 1個 ● メジャリング バイアル 2個

【単品販売】

- ハイドロキャストplus粉 120g 標準価格6,800円(税別)
- ハイドロキャストplus液 115mL 標準価格4,600円(税別)

製品名：ハイドロキャスト plus 分類：管理医療機器 医療機器認証番号：227AGBZX00092000 一般的名称：義歯床用短期弾性裏装材 製造元：デンツプライコーク(米国)

製造販売元



東京歯科産業株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-10-5
TEL:03-3831-0176 FAX:03-3835-8254
E-mail:main@tokyodental.co.jp
http://www.tokyodental.co.jp

■大阪支店 〒541-0059 大阪市中央区博労町4丁目4-11
船場西KIDビル2階 TEL:06-6251-5624
■九州支店 〒812-0028 福岡市博多区須崎町4-23
TEL:092-281-5625