

Surgic Pro2



期間
2/21
～
4/20
まで

20:1減速コントラ(ミニヘッド)

キャンペーン

標準価格

¥148,000を**特別価格**にてご提供いたします。この機会にお取引器材店様へお問い合わせください。

コントラヘッドが小さくなりました!

サージックプロ2に標準装備されているハンドピースのヘッドサイズが、従来品より約2mm小さくなりました。これにより、ドリリング時のサージカルガイドの適応範囲が広くなりました。また、術者の視野が大きく確保でき、口腔内へのアクセス性も大きく向上。さらに、患者の開口時の負担を大きく軽減することが可能となり、快適な施術をサポートします。

拡大



症例写真

写真提供：小川歯科

お使いの従来品と比較してみてください。実際に小さくなったことをご確認ください。



実物大

Ti-Max X-SG20ML (ミニヘッド) ライト付

製品名: X-SG20ML 製品番号: CA13030001 標準価格: ¥148,000

●減速 20:1 ●最高回転速度: 2,000min⁻¹ ●最大トルク: 80Ncm ●チタン製ボディ & DURAGRIP ●ガラスロッドライト
●ダブルシーリングシステム ●プッシュボタン式チャック ●ダブル注水(センター、外部) *センター注水ノズルは別売

販売名: ティーマックス X-SG20L 届出番号: 09B2X00016000042 一般的名称: 手術用ドリルアタッチメント 一般医療機器
ISO規格適合品

製造販売元

株式会社ナカニシ

本社 〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700
TEL:0289-64-3380
FAX:0289-62-5636
www.nsk-nakanishi.co.jp

販売元

東京歯科産業株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-10-5
TEL:03-3831-0176 FAX:03-3835-8254
E-mail:main@tokyodental.co.jp
http://www.tokyodental.co.jp

■名古屋営業所
■大阪支店
■九州支店

お問い合わせ先