

## プロに選ばれる理由が ここにある

ナカニシの最新技術を惜しみなく投入したサージックPro プラス。プロフェッショナルが求める厳しい要求に、その機能と性能で応えます。

- ・ 小型軽量LED内蔵モーターにより術者のストレスを大幅に軽減
- ・ 80Ncmの高トルク出力モーターは多様な術式に対応
- ・ トルクキャリブレーション機能をはじめとする安全性と正確性を追求した様々な機能を搭載
- ・ 耐オートクレーブ性の向上と熱水洗浄対応による高い安全性
- ・ バックライト付き大型LCDパネルは視認性に優れ直感的な操作が可能



### ライト無し 標準セット



#### セット内容

- ・ コントロールユニット(データログ機能付)
- ・ SG70M ライト無しマイクロモーター
- ・ FC-78 フットコントロール
- ・ SG20 ハンドピース(20:1減速)
- ・ イリゲーションチューブ(5本入)
- 他付属品

標準価格 548,000円(税別)

### ライト付き LED標準セット



#### セット内容

- ・ コントロールユニット(データログ機能付)
- ・ SGL70M LEDマイクロモーター
- ・ FC-78 フットコントロール
- ・ X-SG20L ライト付ハンドピース(20:1減速)
- ・ イリゲーションチューブ(5本入)
- 他付属品

標準価格 698,000円(税別)

#### 仕様

##### 【コントロールユニット】

- ・ 電源:AC100V 50/60Hz
- ・ 消費電力:40VA
- ・ 注水ポンプ最大出力量:75mL/min
- ・ プログラム数:8プログラム
- ・ 寸法:W265×D220×H100(mm)
- ・ USBポート:1ポート
- ・ 本体メモリー:100分

##### 【マイクロモーター】

- ・ トルク:5-80Ncm
- ・ 回転速度:200~40,000min<sup>-1</sup>
- ・ 照度:32,000LUX以上
- ※SGL70M LEDマイクロモーター

販売名:サージックPro 分類:管理医療機器  
 医療機器認証番号:223ALBZX00027000 一般の名称:電動式骨手術機器



**NSK**