

# アローモデルトリマー カスタム700

## ARROW MODEL TRIMMER

# CUSTOM 700

モデルトリマーの代名詞として  
お客様から高い評価と  
信頼をいただいております。



- 消費電流:6.0A/5.4A (50Hz/60Hz)
- 寸法:H300×W275×D404 (mm)
- モーター:防振構造 AC100V、250W  
50Hz/60Hz 1500/1800rpm
- 重量:約12kg
- 砥石:直径230mm・内径20mm・厚さ6mm
- 作業台:上下角調節可能90°、95°、100°  
水平角度線入り30°、45°、60°、90°
- 付属品:模型受皿1枚

標準価格 **100,000円(税別)**

製品名:アローモデルトリマー カスタム700  
型式:PC-251 分類:一般医療機器  
製造販売届出番号:27B3X00218000001  
一般的名称:歯科技工用トリマ  
製造元:株式会社oneA 〒539-0044 大阪市鶴見区放出東3-30-20

- 前面カバーの取り外しや砥石の交換もワンタッチ。掃除も楽にできます。
- 目づまりのない切れ味抜群の砥石を採用しています。
- ワイドな作業窓と角度が正確に出せる作業台です。
- 水漏れがなく、耐久性の高いシリコンゴムパッキンを採用しています。
- 強力で振動の少ない防振モーターで快適な作業ができます。

製品の詳細、弊社最新情報をインターネット上でご覧下さい。▶▶ [www.tokyodental.co.jp](http://www.tokyodental.co.jp)

東京歯科産業

検索

発売元



東京歯科産業株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-10-5  
TEL:03-3831-0176 FAX:03-3835-8254  
E-mail:main@tokyodental.co.jp

■大阪支店 〒541-0059 大阪市中央区博労町4丁目4-11  
船場西KIDビル2階 TEL:06-6251-5624  
■九州支店 〒812-0028 福岡市博多区須崎町4-23  
TEL:092-281-5625