

チップラインナップ

スケーリング/ペリオ/インプラントクリーニング/オーソドンティック



SCALING



S1

S1-S

S2

S3

S4

S5

S6

スケーリング用

S1~S3と比較して
約2倍のパワーを発揮

*K10トルクレンチ付き

PERIO



P1

P2

P3

P4

歯肉縁下の歯石やバイオフィルム除去用

*K10トルクレンチ付き

PERIO ANATOMIC



P10

P11

P12

ストレート

右向き(15°)

左向き(15°)

歯周ポケットが深い場合の歯石やバイオフィルム除去用

*K10トルクレンチ付き

PERIO ANATOMIC



P13

P14

P15

P16R

P16L

先端φ0.8mm右向き(15°)

先端φ0.8mm左向き(15°)


ユニバーサルタイプストレート

ユニバーサルタイプ右向き

ユニバーサルタイプ左向き

歯周ポケットが深い場合の歯石やバイオフィルム除去用

*K10トルクレンチ付き



IMPLANT CLEANING



ICS

IC1 (5個入)

ICS+IC1

インプラント表面や補綴物のクリーニング用

インプラントクリーニングセット

*K10トルクレンチ付き

ORTHODONTIC



D05120

D07102

D06007 (5個入)

D07102+D06007

矯正器具の取り外し後のクリーニング

*K10トルクレンチ付き

矯正用クリーニングキット

D05120 × 1本、D07102 × 1本、D06007 × 5個、K10トルクレンチ × 2個

切開・切除用

EXTRACTIONS



ME1

ME2

ME3

ストレート

左向き

右向き

歯根膜剥離用ブレード

*K6トルクレンチ付き

マルチピエゾ、コンビタッチでご使用ください。

K10トルクレンチ



引っ掛け防止でインサートチップを安全に保護します。

K6トルクレンチ (ME1、ME2、ME3専用)



チップラインナップ

形成／根管治療／歯周

CROWN PREP



| モデル | 直径 | D120 | D90 | D60 |
|-----|--------|----------|---------|---------|
| TA | φ1.2mm | | TA12D90 | TA12D60 |
| | φ1.4mm | TA14D120 | TA14D90 | TA14D60 |
| | φ1.6mm | TA16D120 | TA16D90 | TA16D60 |
| TF | φ1.2mm | | TF12D90 | TF12D60 |
| | φ1.6mm | | TF16D90 | TF16D60 |

DB1
マージン形成
仕上げ

CROWN PREP 構成品

クラウン形成用キット チップホルダDB1 × 1本、チップ着脱用キーAB1 × 1個、K7トルクレンチ × 1個



ユニバーサルカート



【仕様】
サイズ: L480×D463×H868mm
重量: 28kg
*コンピタッチ本体は含みません

ENDO



E1 チップホルダ

挿入角度120°


E2 チップホルダ

挿入角度90°

Uファイルは付属していません

ENDO/PERIO 取り付け用パーツ

K1トルクレンチ
(E1/E2用) 着脱用



エンドファイル用
レンチ



PERIO



MP1

ダイヤモンドなし

MP2

ダイヤ粒子(粗)

MP3

ダイヤ粒子(細)

歯周縁下のクリーニング用

MPチップキット MP1 × 1本、MP2 × 1本、MP3 × 1本

ENDO RETRO



RD3

粒度:細 (D30)

RD4

粒度:細 (D30)

RD5

粒度:細 (D30)

逆根管拡大用 (ダイヤモンドコーティング)

*K10トルクレンチ付き

ENDO REVISION



ER1

先端φ1.7mm
粒度:細 (D30)

ER2

φ0.7mm
作業長10mm
粒度:先端5mm
細 (D30)

ER3

φ0.6mm
作業長10mm
粒度:先端5mm
細 (D30)

ER4

φ0.6mm
作業長20mm
粒度:先端5mm
細 (D30)

ER5

φ0.5mm
作業長24mm

*K10トルクレンチ付き

【特定保守管理医療機器】 販売名:マルチピエゾ 分類:管理医療機器 認証番号:226AGBZX00067000 一般的名称:歯科用多目的超音波治療器 コード:70719000 製造元:Mectron S.p.A.(イタリア)
販売名:マイクロピエゾ 分類:管理医療機器 認証番号:305AIBZX00008000 一般的名称:歯科用多目的超音波治療器 コード:70719000 製造元:Mectron S.p.A.(イタリア)
販売名:コンピタッチ 分類:管理医療機器 認証番号:230AGBZX00122000 一般的名称:歯科用多目的超音波治療器 コード:70719000 製造元:Mectron S.p.A.(イタリア)

※カタログ掲載内容は予告なく変更になる場合があります。

製造元



製造販売元



東京本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6-10-5
TEL:03-3831-0176(代) / FAX:03-3835-8254
大阪支店 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町8-12第3マイダビル203
九州支店 〒812-0028 福岡県福岡市博多区須崎町4-23
TEL:092-281-5625 / FAX:092-291-7553